# DSR300微纳器件 光谱响应度测试系统



DSR300 系列半导体参数分析仪是一款专用于低维材料光电测试的系 统。其功能全面,提供多种重要参数测试。系统集成高精度光谱扫描,光 电流扫描以及光响应速率测试。40µm 探测光斑,实现百微米级探测器的绝 对光谱响应度测量。超高稳定性光源支持长时间的连续测试,丰富的光源 选择以及多层光学光路设计可扩展多路光源,例如超连续白光激光器,皮 秒脉冲激光器, 半导体激光器, 卤素灯, 氙灯等, 满足不同探测器测试功 能的要求。是半导体微纳器件研究的优选。

#### 主要技术参数

#### 光源

氙灯光源	超连续白光光源A	连续激光器	皮秒脉冲激光器
光谱范围: 250- 1800nm 不稳定性: <1%	光谱范围: 400- 2400nm 频率: 0.01- 200MHz 脉宽: 100ps	波长: 405nm, 532nm, 633nm, 808nm, 980nm可选; 不稳定性: <1%	波长: 375nm, 405nm, 488nm, 785nm, 976nm可选, 脉宽: 100ps; 频率: 1-20MHz

# 显微镜头

10倍(标配)	50倍消色差物镜	50倍紫外物镜	40倍反射式物镜
工作距离>17mm	工作距离>17mm	工作距离>12mm	工作距离>7.8mm
NA值: 0.42	NA值: 0.42	NA值: 0.42	NA值: 0.5
光谱范围:	光谱范围:	光谱范围:	光谱范围:
350-800nm	480-1800nm	240-500nm	200nm-20μm

# 数釆

锁相放大器	keithley2612B	keithley2636B
新波频率: 20Hz~1KHz; 频率漂移: <1%; 电压输入模式: 单端输入或差分输入; 电压、电流两种输入模式; 满量程灵敏度: 1nV至1V; 电流输入增益: 106或108V/A; 动态储备: >100dB; 单通道显示,显示X、Y、R、θ值;	量程: 100nA/1A 最小信号: 1nA 本地噪音: 100pa 分辨率: 100fa 通道数: 2	量程: 1nA/1A 最小信号: 10pA 本地噪音: 1pa 分辨率: 10fa 通道数: 2

# 制冷样品台

温度范围: -196℃-600℃, (-196℃需要选择专用冷却系统)

全程温度精度/温度性: 0.1℃/<0.01℃

光孔直径: 2.4mm

样品区域面积:直径22mm

两个样品探针,1个LEMO接头(可增加至1探针)

工作距离: 4.5-12.5mm

气密样品腔室, 可充入保护性气体, 独立温度控制

#### 功能:

- 光谱响应度
- 单色光/变功率IV:
- 不同辐照度IT曲线 (分辨率200ms)
- ■瞬态光电压
- 瞬态光电流

- 不同偏压下的IT曲线
- LBIC, Mapping
- 线性度测试
- 响应速率测试

光谱仪

# 300mm焦距C-T光谱仪

光谱仪分辨率: 0.1nm; 波长准确度: ±0.2nm 波长重复性: ±0.1nm; 扫描步距: 0.005nm 光谱范围200-2000nm; 6档自动滤光片轮, 圆孔抽拉式固定狭缝, 孔径0.2mm,0.5mm,1mm,

1.5mm,2mm,2.5mm,3mm;

内置电动机械快门, 软件控制快门开关;

杂散光抑制比: 10-5

# 探针台配置

2个探针座, 选配4个探针座, 配20/10微米针尖探针 2米三同轴电缆,漏电流小于1pA。

真空吸附样品台,

探针座: XYZ方向,12mm调节行程, $0.75\mu m$ 调节分辨率。

# LBIC Maapping

XY方向行程50mm,分辨率5μm, (1μm可选), 扫描点间距: 最小1µm

# 响应速率测试

记录长度10M


示波器型号: MDO32 模拟带宽100MHz 采样率5GS/s

时间范围: uS-S, 需要配合调制激光器使用 时间范围: 10nS-S,需要配合皮秒脉冲激光器使用

# DSR300微纳器件光谱响应度测试系统




三维可调高稳定探针台结构,方便样品位置调节。




内置三路半导体激光器或者两路光纤激光器,外置一路万能激 光光路。可以引入可调单色光源,进行全光谱范围的光谱响应度测试。


#### 测试功能曲线:



线性度测试曲线




寿命测试曲线(上升时间,下降时间)




不同功率下的IV曲线


40μm光斑@550nm@50倍物镜200μm光纤



70µm光斑@550nm@50倍物镜400µm光纤



5µm光斑@375nm皮秒激光器@40倍物镜



紫外增强氙灯和 EQ99 光源的单色光能量曲线, 使用 40 倍反射 式物镜, 300mm 焦距光谱仪, 光谱仪使用 1200 刻线 300nm 闪耀光 栅, 光斑直径大小 80µm。

电话: 010-56370168 www.zolix.com.cn